

# 2 THETA

Analytical standards and equipment

2 THETA ASE s.r.o., Jasná 307, 735 62 Český Těšín, CZ Tel/Fax: 558 732 122/224, 601 338 655

## Čelistový drtič LAB-01-65

Používá se pro prvotní drcení různých druhů pevných materiálů s maximální velikost zrna do 50 mm, o tvrdosti max. 8 dle Mohsovy stupnice a vlhkosti nepřekračující 8%.

Drcením může být dosaženo velikost částic materiálu v rozmezí od 0,5 do 10 mm; s tím, že existuje řada 10 stupňů pevného nastavení šířky výstupního otvoru drtiče.

Přednosti drtiče:

- Kompaktní, stabilní konstrukce
- Snadný přístup k pracovní komoře
- Odolnost vůči dlouhodobému provoznímu zatížení;
- Reprodukovatelnost drcení;
- Snadná výměna komponentů pracovní komory;
- 2 roky záruka;



Technicko-provozní údaje	
Rozměry vstupního otvoru	65 x 65 mm
Maximální velikost vstupního zrna	Cca 50 mm
Minimální možná zrnitost produktu	100 % pod 2 mm
Šířka výstupního otvoru	od 0,5 mm do 10 mm
Výkon (v závislosti na šířce výstup. otvoru)	10 – 200 dm <sup>3</sup> /hod.
Napájení trojfázové	3 x 400 V, 3,0 kW, 50Hz, IP 54
Rozměry	400 x 650 x 650 mm
Hmotnost	cca 120 kg