

2 THETA

Analytical standards and equipment

2 THETA ASE s.r.o., Jasná 307, 735 62 Český Těšín, CZ
2theta@2theta.cz

Tel/Fax: 558 732 122/224, 601 338 655
www.2theta.cz

Novinka: Sušárny s průtokem dusíku

Evropská norma ISO 589:2003 (ČSN ISO 11722) pro analýzu celkové vlhkosti v uhlí (černé uhlí - Stanovení celkové vlhkosti), vyžaduje, aby se vzorky sušily při teplotě 105 až 110 °C v sušárně s průtokem dusíku (oddíl 4.1.1).

Požadavky na používané přístroje jsou dány bodem 6. Použití "sušička s možností regulace teploty při 105 °C až 110 °C" se zařízením pro průchod dusíku s průtokovou rychlostí, odpovídající přibližně 15 objemům sušárny za hodinu při co nejmenším prakticky možném objemu, tj. minimu volného prostoru sušárny."

K sušičkám SLW 53, 115 a 240, si můžete zakoupit systém umožňující definovaný průtok proudu dusíku, včetně průtokoměru, který umožňuje regulaci průtoku dusíku (sada neobsahuje láhev s dusíkem).

