

2 THETA

Analytical standards and equipment

2 THETA ASE s.r.o.

Jasná 307, 735 62 Český Těšín, CZ Tel-Fax: 558 732 122, 732 224, mobil: 602/720747, 602/381940

E-mail: 2theta@2theta.cz, firemní stránky: www.2theta.cz

Přístroj na zpopelňování vína

Slouží ke stanovení obsahu popela v suchých i sladkých vínech podle evropských norem. Zpopelňování probíhá v proudu vzduchu nebo kyslíku o teplotě až 550 °C ve speciálních křemenných nebo ocelových nádobkách. Počítač řídí teplotu spalování a dávkování deionizované vody. Navážka vzorku 20 až 30 ml.

