

# 2 THETA

## Analytical standards and equipment

2 THETA ASE s.r.o., P. S. 103, 737 01 Český Těšín, CZ, Tel/Fax: 558 732 122 / 224, 602 240 553  
E-mail: [2theta@2theta.cz](mailto:2theta@2theta.cz) [www.2theta.cz](http://www.2theta.cz)

## Nožový laboratorní mlýn BNM 2



Mlýnek je určen k jemnému mletí suchých, zrnitých a vláknitých materiálů v dávkách do 150 g a pro kontinuální mletí. Objem nesmí být větší než je objem násypky, která je uzavřena táhlem ve spodní části. Při kontinuálním mletí se používá větší přídavná násypka. Výstupní zrno je určeno použitým sítem.

### Technické údaje :

- max. vstupní zrno	10 mm, ojediněle 15 mm
- výstupní zrno	0,5 – 1 mm podle síta
- otáčky nožů	9 000 ot/min
- příkon	2,2 kW
- napájecí napětí	3 x 380 V, 50 Hz
- rozměry	225 x 460 x 500 mm
- hmotnost	40 kg