

2 THETA

Analytical standards and equipment

2 THETA ASE s.r.o.

Jasná 307, 735 62 Český Těšín, CZ

E-mail: 2theta@2theta.cz, firemní stránky: www.2theta.cz

Tel-Fax: 558 732 122, 732 224, mobil: 725 710 929

Laboratorní třepačky

- Orbitální laboratorní třepačka
- Mikroprocesorem ovládána rotace a operační čas
- Orbit: 10 mm
- Max. nosnost „rampy“: 10 kg
- Operační čas 1 min...99h nebo nepřetržitý provoz



Technické parametry	WL 280	WL 350	WL 500	WL 700
Pohyb	Orbitální a horizontální			
Řídící jednotka	Mikroprocesor řídí rotaci a čas			
Displej	LCD s rychlostí a časem			
Úhlová rychlost	10...300 rpm			10...100
Přesnost nastavení rychlosti	10 rpm			
Dráha	10 mm	10 nebo 20 mm	10 nebo 20 mm	25 mm
Vnější rozměry	525 x 580 x 590 (Š x V x H) (mm)			
Max. nosnost	10 kg			
Operační čas	1 min...99h nebo nepřetržitý provoz			
Rozměry s „rampou“ (Š x V x H) mm	313 x 120 x 306	383 x 120 x 396	510 x 120 x 360	700 x 120 x 420
Jmenovitý výkon	60 W			
Váha s „rampou“	13 kg	15 kg	22 kg	25 kg
Okolní teplota	+10...40°C			
Okolní vlhkost	až 70 %			
Napájení 50 Hz	230V			

Lze dodat s dalším příslušenstvím

- Protiskluzová rohož
- Univerzální „rampa“
- Rampa s fixací baněk
- Rampa na míchání Petriho misek
- Stojan na zkumavky
- Uchytení Erlenmayerových baněk

