

2 THETA

Analytical standards and equipment

P.S. 103, 737 01 Český Těšín, CZ, Tel/Fax: 558 732 122, 732 224, mobil: 602 720 747, 602 240 553
E-mail: 2theta@2theta.cz, firemní stránky: www.2theta.cz

Vysokofrekvenční tavička ITZ 1

PRO PŘÍPRAVU BORITANOVÝCH PEREL

- ♦ výhody vysokofrekvenčního ohřevu: nastavitelný výkon, promíchávání taveniny, rychlost tavení, nehrozí poškození Pt kelímku



VF tavička IZODENT S1

PRO PŘETAVOVÁNÍ KOVOVÝCH VZORKŮ

- ♦ tavení drahých i obecných kovů s odstředivým odléváním i v ochranné atmosféře