

2 THETA

Analytical standards and equipment

2 THETA ASE s.r.o.

Jasná 307, 735 62 Český Těšín, CZ

E-mail: 2theta@2theta.cz, firemní stránky: www.2theta.cz

Tel-Fax: 558 732 122, 732 224, mobil: 602/720 747

pHmetry firmy EUTECH

PŘENOSNÉ pHMETRY

| Model | | EcoScan pH 5 | EcoScan pH 6 | CyberScan pH 11 | CyberScan pH 110 | CyberScan pH 300 | CyberScan pH 310 | |
|------------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Měřené parametry | | pH, °C | pH, mV, °C | pH, mV, °C | pH, mV, °C | pH, mV, °C | pH, mV, °C | |
| pH | Rozsah | 0,00 až +14,00 | | -2,00 až +16,00 | | | | |
| | Rozlišení | 0,01 | | | | | | |
| | Přesnost | ± 0,1 | | | | | | |
| | Kalibrace | 3-bodová | | 5-ti bodová | 6-ti bodová | 5-ti bodová | 6-ti bodová | |
| | Kompensace teploty | ATC/ MTC (0 až +100 °C) | | | | | | |
| redox | Rozsah | - | ± 1000 | ± 1999 | | | | |
| | Rozlišení | - | 1 | do 0,1 | | | | |
| | Přesnost | - | ± 2 | do ± 0,2 | | | | |
| Teplota | Rozsah | 0,0 až +100,0 | | -10,0 až +100,0 | | | | |
| | Rozlišení | 0,1 | | | | | | |
| | Přesnost | ± 0,5 | | | | | | |
| Další funkce | Paměť | - | | 50 | 100 | 16 | 50 | |
| | Funkce (GLP) | - | | ano | | | | |
| | Vstup | BNC, phono 2,5 mm | | | | BNC, 6-pin | | |
| | Výstup | - | | | RS 232 | | - | |
| | Napájení | baterie | | baterie, síťové | | baterie | | |
| | Auto-Off | Po 20 min od posledního stisku tlačítka | | | | | | |
| | Opláštění | - | | | | IP 67 | | |
| | Záruka | 36 měsíců | | | | | | |
| | Producent | Eutech | | | | | | |

EcoScan pH 5 / 6



čitelný LCD



voduvzorná klávesnice



transportní kufřík



gumový podstavec

CyberScan pH 11



CyberScan pH 110 / 300 / 310




velký LCD



stojánek



RS232C



držák elektrody



kit

2 THETA

Analytical standards and equipment

2 THETA ASE s.r.o.

Jasná 307, 735 62 Český Těšín, CZ

E-mail: 2theta@2theta.cz, firemní stránky: www.2theta.cz

Tel-Fax: 558 732 122, 732 224, mobil: 602/720 747

STOLNÍ pHMETRY

| Model | | CyberScan pH 510 | CyberScan pH 1500 | CyberScan pH 6500 |
|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|--|
| Parametr | | | | |
| Měřené parametry | | pH, mV, °C | pH, mV, °C | pH, mV, ION, °C |
| pH | Rozsah | 0,00 až +14,00 | -1,000 až +19,999 | -2,000 až +20,000 |
| | Rozlišení | 0,01 | 0,001 | |
| | Přesnost | ± 0,01 | do ± 0,002 | |
| | Kalibrace | 3-bodová | 6-bodová | 5-bodová |
| | Kompence teploty | ATC/ MTC (0 až +100 °C) | | |
| redox | Rozsah | ± 1999 | ± 1850 | ± 2000 |
| | Rozlišení | do 0,1 | 0,1 | |
| | Přesnost | do ± 0,2 | ± 0,2 | |
| ION | Rozsah | - | - | 1 x 10 ⁻⁶ až 9,99 x 10 ⁻¹⁰ |
| | Rozlišení | - | - | 2/3 nebo 4 číslice |
| | Přesnost | - | - | ± 0,17 plného rozsahu |
| | Kalibrace | - | - | 5-bodová |
| Teplota | Rozsah | 0,0 až +100,0 | -5,0 až +105,0 | |
| | Rozlišení | 0,1 | | |
| | Přesnost | ± 0,3 | | ± 0,2 |
| Další funkce | Paměť | 50 | 100 | 10 000 |
| | Funkce (GLP) | - | | |
| | Vstup | BNC, phono | | DIN, SD, BNC, USB, RJ45, phono |
| | Výstup | - | RS 232 | USB, IRDA, RS 232 |
| | Napájení | síťové | | |
| | Displej | LCD | | Dotykový, barevný |
| | Záruka | 36 měsíců | | |
| | Producent | Eutech | | |



CyberScan pH 510



CyberScan pH 1500



CyberScan pH 6500