

# 2 THETA

Analytical standards and equipment

2 THETA ASE s.r.o., Jasná 307, 735 62 Český Těšín, CZ Tel/Fax: 558 732 122/224, 601 338 655

## Čelistový drtič LAB-02-200

Laboratorní čelistový drtič LAB 02-200 je největší stroj v sérii klasických čelistových drtičů z naší nabídky. Je určen pro drcení křehkých, tvrdých, ale ne příliš vlhkých materiálů (max. 8%).

Drtič má velmi silnou stabilní konstrukci. Je velmi dobře vyvážený, takže nevyžaduje připevnění k zemi. Maximální vstupní zrnitost materiálu leží v rozmezí 200 mm. Stroj je vybaven regulací výstupní štěrbiny, což umožňuje získání produktů o velikosti zrn v rozmezí 5 - 30 mm. Dvoudílné obložení každé čelisti umožňuje jeho výměnu v případě částečného, nerovnoměrného opotřebení, což prodlužuje životnost drtiče. Podle individuálních požadavků, může být drtič vybaven speciálním motorem 3 x 500 V, ve verzi proti výbuchu atd..



### Technicko-provozní údaje

Rozměry vstupního otvoru	210 x 220 mm
Maximální velikost vstupního zrna	Cca. 200 mm
Šířka výstupního otvoru	od 5 mm do 30 mm
Napájení trojfázové	3 x 400 V, 5,5 kW, 50Hz, IP 54
Rozměry	800 x 960 x 1350 mm
Hmotnost	cca 650 kg